

BABYWEEGSCHAAL - PRIOR MODEL P BW 0365



Prior Model P BW 0365 , Multifunctionele babyweegschaal voor het snel, makkelijk en veilig wegen van baby's en zuigelingen. Zeer nauwkeurig.

- Weegvermogen maximaal 15 kg
- Gewichtsindeling per 2 gram (0 ~ 6 kg) en 5 gram (6 ~15 kg)
- Functietoetsen voor; aan/uit, tarra en hold (vastzetten van het gewicht van de baby/zuigeling), laatste gewicht op te roepen
- Duidelijke en heldere LCD display voor het aflezen van het gewicht (20 mm hoog)
- Backlight
- Automatische uitschakeling als de weegschaal voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Inclusief een adapter voor een directe aansluiting op het lichtnet of batterijen voor
- een optimaal en mobiel gebruik
- Afmetingen 600 x 300 x 160 mm en voorzien van een waterpas en stelvoeten
- Opties : mechanische lengtemeter 35-85cm, RS 232 aansluiting
- Geijkt, klasse III, MDD 93/42/EEC amendement 2007/47/EC

Heeft u vragen over dit product, neem dan gerust contact met ons op.

