



Uw veiligheid, Onze prioriteit

Onderhoud & Kalibratie

Bij gebruik van een professionele alcoholtester wilt u zeker zijn van betrouwbare meetresultaten.

Laat uw professionele alcoholtester daarom elke **6 maanden** kalibreren door onze **gespecialiseerde servicemonteurs**.

Stuur uw alcoholtester naar ons op, wij kalibreren deze en sturen hem vervolgens weer retour.

Mocht u niet zonder alcoholtester kunnen, dan hebben wij ook leen testers beschikbaar.

Heeft u vragen?

of wenst u een passend advies?

Neem contact met ons op



 030 600 50 50

 info@alcohol-tester.nl

 /showcase/alcohol-tester



Ontdek de kracht van onze Alcoholtesters





AlcoTrue® M

Professionele blaastest voor snelle en nauwkeurige bepaling van de alcoholconcentratie in de adem voor medisch gebruik

Gebruiksvriendelijk, snelle bediening

AlcoTrue® M - professionele blaastest voor een snelle en nauwkeurige bepaling van de alcoholconcentratie in uitgeademde lucht. AlcoTrue® M is voor diagnostisch gebruik, bijv. ziekenhuisgebruik, revalidatieklinieken.

Belangrijkste kenmerken

- Identiek in constructie met de AlcoTrue® P die door de politie wordt gebruikt.
- Professionele bluepoint® brandstofceltechnologie
- Hoogprecisie intelligent microprocessor bemonsteringssysteem
- Automatische zelftest na inschakeling
- Snelle, nauwkeurige en betrouwbare metingen, zelfs bij sub-zero omgevingsomstandigheden
- Intuïtieve gebruikersinterface (duidelijk zichtbaar)
- Klaar om te testen < 6 s, zelfs bij temperaturen onder nul
- Resultaten worden weergegeven op een kleurendisplay (scherm)
- Compact, ergonomisch ontwerp
- Lage onderhoudskosten
- PC-software
- 2 jaar garantie
- EU-MDR Certificering



AlcoTrue® P

Professionele blaastest voor snelle en nauwkeurige bepaling van de alcoholconcentratie voor professioneel gebruik

Gebruiksvriendelijk, snelle bediening

AlcoTrue® P - professionele blaastest voor een snelle en nauwkeurige bepaling van de alcoholconcentratie in uitgeademde lucht.

Belangrijkste kenmerken

- Professionele bluepoint® brandstofceltechnologie
- Hoogprecisie intelligent microprocessor bemonsteringssysteem
- Automatische zelftest na inschakeling
- Snelle, nauwkeurige en betrouwbare metingen, zelfs bij sub-zero omgevingsomstandigheden
- Intuïtieve gebruikersinterface (duidelijk zichtbaar)
- Klaar om te testen < 6 s, zelfs bij temperaturen onder nul
- Resultaten worden weergegeven op een kleurendisplay (scherm)
- Compact, ergonomisch ontwerp
- Lage onderhoudskosten
- PC-software
- min. 2 jaar garantie
- Actieve modus is ingesteld voor detectie van ademalcohol (zoals gebruikt door de politie)
- DIN EN15964 Certificering

