

Ons AED-aanbod



Reanibex 100



Cardiac Science Powerheart G5



Zoll AED 3



Zoll AED Plus



Physio Control Lifepak CR2



Defibtech Lifeline



Defibtech Lifeline View



Philips Heartstart HS1



Philips Heartstart FRx



Heartsine Samaritan 350P / 360P



Heartsine Samaritan 500P

Kenmerken

Afmetingen (B x H x D in mm)
Gewicht (kg)

217x 95x 285	230x 90x 300	236x 127x 247	241x 133x 292	226x 97x 274	220x 300x 70	185x 240x 58	210x 72x 190	220x 60x 180	184x 200x 48	184x 200x 48
2,15	2,6	2,5	3,1	2	1,9 / 2	1,4 / 1,7	1,5	1,6	1,1	1,1

Betrouwbaarheid

Zelftest aanwezigheid elektroden
Zelftest functionaliteit elektroden

Dagelijks	Dagelijks	Wekelijks	Wekelijks	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks	Dagelijks	Wekelijks	Wekelijks
Dagelijks	Dagelijks	✗	✗	✗	✗	✗	Dagelijks	Dagelijks	✗	✗

Instructiescherm

✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garantie & houdbaarheid

Garantie AED
Verwachte levensduur batterij
Houdbaarheid elektroden

7 jaar	8 jaar	8 jaar	7 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar	8 jaar
7 jaar	5 jaar	5 jaar	5 jaar	4 jaar	7 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar	4 jaar
2 jaar	2 jaar	5 jaar	5 jaar	4 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar	4 jaar	4 jaar

Geschiktheid kinderen

Elektroden	Elektroden	Baby-kind knop	Elektroden	Baby-kind knop	Elektroden	Elektroden	Elektroden	Baby-kind sleutel	Elektroden	Elektroden
------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	------------	------------	-------------------	------------	------------

Meertalig

✓	✓	✗	✗	Naar keuze	✗	✗	✗	✗	✗	✗
---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---

Reanimatie ondersteuning

Reanimatie instructie
Metronoom (30/2)
Realtime CPR feedback

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

Schokafgifte

Half- of volautomaat
Pacemaker detectie

Half- en volautomaat	Half- en volautomaat	Half- en volautomaat	Half- en volautomaat	Half- en volautomaat	Half- en volautomaat	Half- en volautomaat	Halfautomaat	Halfautomaat	Half- en volautomaat	Halfautomaat
✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓

Water- & stofbescherming

IP65	IP55	IP55	IP55	IP55	IP54	IP55	IP21	IP55	IP56	IP56
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------